



Anker-Med

## Kundeninformation

### Änderung der Normen DIN 13157/13169

Die Norm für Betriebsverbandkästen hat sich mit Wirkung zum 01.11.2021 geändert. Für alte Verbandkästen wurde eine Übergangsfrist bis zum 30.04.2022 geschaffen. In dieser Zeit können alle Verbandkästen nach alter Norm an die neue angepasst werden. Hier nun ein Überblick über die Veränderungen.

Deutsche Norm	DIN 13157		DIN 13169	
	2009	2021	2009	2021
Bezeichnung	Stückzahl		Stückzahl	
Heftpflasterspule DIN 13019-A, 5m x 2,5cm	1	1	2	2
Wundschnellverband DIN 13019, 10cm x 6cm	8	12	16	24
Fingerkuppenverband-EL 4cm x 7cm	4	6	8	12
Fingerverband 12cm x 2cm	4	6	8	12
Pflasterstrip-WF 1,9cm x 7,2cm	4	6	8	12
Pflasterstrip-WF 2,5cm x 7,2cm	8	12	16	24
Verbandpäckchen DIN 13151-K	1	1	2	2
Verbandpäckchen DIN 13151-M	3	3	6	6
Verbandpäckchen DIN 13151-G	1	1	2	2
Verbandtuch DIN 13152-A, 60cm x 80cm	1	1	2	2
Wundkompressen 10cm x 10cm steril	6	6	12	12
Augenkomresse 5,6cm x 7,2cm	2	2	4	4
Kälte-Sofort-Komresse	1	1	2	2
Rettungsdecke 160x220cm, silber-gold	1	1	2	2
Fixierbinde DIN 61634-FB6, 6cm	2	2	4	4
Fixierbinde DIN 61634-FB8, 8cm	2	2	4	4
Dreiecktuch DIN 13168-D, Vliesstoff	2	2	4	4
Universalschere DIN 13168-D, 19cm	1	1	1	1
Folienbeutel 30cm x 40cm	2	2	4	4
Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut	0	4	0	8
Vinylhandschuhe DIN EN 455, 1-3	4	4	8	8
Gesichtsmasken mind. Typ I, DIN EN 14683	0	2	0	4
Anleitung zur Erste Hilfe	1	1	1	1
Inhaltsverzeichnis	1	1	1	1
(Beatmungshilfe)	(1)	(1)	(1)	(1)
(Unfall-Meldeblock)	(1)	(1)	(1)	(1)

Artikel in Klammern werden von uns zusätzlich empfohlen.

Sprechen Sie uns gerne an oder schreiben uns, wenn Sie Ihre Erste Hilfe Ausstattung angepasst haben möchten. Mit unserem Verbandkastenservice sind wir Mo – Fr von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie da.

Unsere Kontaktdaten:

Anker-Med  
04451 92886-90  
[info@anker-med.de](mailto:info@anker-med.de)  
[www.anker-med.de](http://www.anker-med.de)

Aussendienst:  
Hans Janßen  
Medizinprodukteberater  
0174 5360149