

### Checkliste DIN 13055 Sanitätskoffer

Menge	Bezeichnung		Ausführung	Menge ist	Bestellung
<b>Absaugung und Beatmung</b>					
1	Absauggerät	DIN ISO 10079-2, tragbar, Vakuum > -40kPa	Hand- oder Fußabsaugpumpe		
6	Einmal-Absaugkatheter mit Endöffnung	In 3 Größen, einzeln, steril verpackt			
1	Beatmungsbeutel für Erwachsene DIN EN ISO 10651-4	Mit Nichtrückatemventil, mit O2-Anschlussmöglichkeit			
3	Beatmungsmasken	In 3 Größen			
3	Guedeltubus	In 3 Größen			
2	Larynx-tubus	In 2 Größen, mit Blockerspritze			
Eine zusätzliche Ausstattung mit Sauerstoffgerät, Reservoir und Inhalationsmaske ist zulässig.					
<b>Diagnostik</b>					
1	Blutdruckmessgerät mit elast.Messglied	Komplett mit Manschette für Erwachsene			
1	Bügelstethoskop				
1	Diagnostikleuchte	Mit Batterien			
1	Blutzucker-Messgerät	Mit Teststreifen			
5	Sicherheits-Lanzetten	z.B. Unistick 3			
<b>Ge- und Verbrauchsmaterial</b>					
1	Heftpflaster 2,5cm x 5m	Spule mit Aussenschutz			
16	Wundschnellverband 10cm x 6cm	Staubgeschützt verpackt			
1	Pflasterset	8 Fingerkuppenverband 8 Fingerverband 12cmx x2cm 8 Pflasterstrip 19x72mm 16 Pflasterstrip, 25x72mm staubgeschützt			
2	Verbandpäckchen K				
4	Verbandpäckchen M				
2	Verbandpäckchen G				
1	Verbandtuch A				
1	Verbandtuch BR				
6	Wundkompressen 10x10cm	Einzeln oder paarweise steril verpackt			
2	Augenkompressen	50x70mm, steril			
3	Fixierbinden 6cm				
3	Fixierbinden 8cm				

1	Netzverband für Extremitäten	Mind.4m			
2	Dreiecktuch	staubgeschützt			
2	Kälte Sofort-Kompressen	Fläche mind.200cm <sup>2</sup>			
1	Schere DIN 58279-B 190	Universal-Verbandschere			
1	Rettungsdecke si / go	220x160cm			
10	Vliesstofftuch	20x30cm			
2	Folienbeutel	30x40cm			
5	Wundreinigungstücher				
1	Splitterpinzette	Feilchenfeld			
1	Zeckenkarte oder Zeckenzange				
1	Set Verletzten-Anhängekarte	Set a'5 Karten			
<b>Ruhigstellung</b>					
2	Universell einsetzbares Schienenmaterial	Unterarm, Handgelenk, Unterschenkel und Sprunggelenk			
1	HWS-Schiene Erwachsene	Stifneck o.ä			
<b>Hygiene</b>					
8	Paar Einmalhandschuh	Mittel / groß, max.4 St.a'Set			
1	Händereinigungs- oder Desinfektionsmittel	VAH gelistet, mind.100ml			

Ein AED sollte mitgeführt werden. (Empfehlung von Anker-Med)

Geprüft am: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_\_\_

Name Prüfer: \_\_\_\_\_

Mit der Absendung der ausgefüllten und unterschriebenen Checkliste bestelle ich verbindlich oben angeführte Artikel.

Datum: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_\_\_

Stempel

Unterschrift: \_\_\_\_\_