



Anker-Med

DIN-Normen für Verbandkästen im Betrieb

Bezeichnung	DIN 13157	DIN 13169	Bemerkungen
Heftpflasterspule	1	2	DIN 13019-A 5 m x 2,50 cm
Wundschnellverband (Rollenpflaster) 1 Set á 8 Stück	8	16	DIN 13019-E 10 cm x 6 cm Im Druckverschlussbeutel
Pflaster Set			
Fingerkuppenverband	4	8	EL 4 cm x 7 cm
Fingerverband	4	8	DIN 13019-E 12 cm x 2 cm
Pflasterstrip	4	8	WF 1,9 cm x 7,2 cm
Pflasterstrip	8	16	WF 2,5 cm x 7,2 cm
Verbandpäckchen DIN 13151-K,	1	2	einzel steril verpackt
Verbandpäckchen DIN 13151-M,	3	6	einzel steril verpackt
Verbandpäckchen DIN 13151-G	1	2	einzel steril verpackt
Verbandtuch DIN 13152-A	1	2	60 cm x 80 cm, einzel steril verpackt
Pack á 2 Wundkompressen	3	6	10 cm x 10 cm, paarweise steril verpackt
Augenkomresse 5,6 cm x 7,2 cm,	2	4	einzel steril verpackt
Einmal-Kälte-Sofortkomresse	1	2	Mind. 20 cm ²
Rettungsdecke silber/gold	1	2	160 cm x 210 cm,
Fixierbinde	2	4	DIN 61634-FB6; 6 cm, cellophaniert
Fixierbinde	2	4	DIN 61634-FB8; 8 cm, cellophaniert
Dreiecktuch DIN 13168	2	4	D Vlies; 96cm x 96cm x 136cm
Erste Hilfe Schere 19 cm	1	1	DIN 58279-B 190
Druckverschlussbeutel	2	4	30 cm x 40 cm
Beutel á 5 Vliesstofftuch	1	2	20cm x 30cm
Beutel á 4 Vinylhandschuhe	1	2	DIN EN 455-1 & DIN EN 455-2
Anleitung zur Ersten Hilfe	1	1	Stand: ERC 2017
Inhaltsverzeichnis	1	1	
Zusätzlicher Inhalt			
Beatmungsmaske	1	1	

Auf dem Koffer muss das Verfallsdatum deutlich sichtbar angebracht sein (Aufkleber).

Pflasterprodukte sollten jährlich ausgetauscht werden (Klebarkeit).

Bestelladresse:

Anker-Med
info@anker-med.de
www.anker-med.de